



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,OLH](http://radwag.com/de/info,w1,OLH)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 2 kg), Kunststoff-Etui

OK-502-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 2 kg
Anzahl	27 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel