



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,OLH

Silindirik ağırlık seti (1 mg - 2 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	6 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 2 kg
Quantity	27 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar