



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,QQN

Bilancia pesa letti C315.4B.500.C-1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Foglio di calcolo

Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	500 kg
Accuratezza	200 g
Intervallo di tara	-500 kg
Classe OIML	III

Parametri fisici

Display	LCD (backlit)
Dimensioni del pacco	390×820×360 mm
Peso netto	18,5 kg
Peso lordo	28 kg

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	up to 8 h
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification

Accessori

Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Display
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – Ethernet Converter
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 RS 232 – USB Converter
 RS 232 – RS 485 Converter
 Stampanti di ricevuta

Software


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions



C315.8B



C315.4B