



Bilancia pesa letti C315.4B.500.C-1

WM-002-0016

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,OQN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	500 kg
Divisione [d]	200 g
Campo di tara	-500 kg
Classe OIML	III

Parametri fisici

Display	LCD (backlit)
Dimensioni del pacco	390×820×360 mm
Peso net	18,5 kg
Peso lordo	28 kg

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	up to 8 h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	0 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

Secondo le normative MDR, questa bilancia non è un dispositivo medico.



Additional fee for verification

Accessori (Additional Fee)

Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Display
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485


RS 232 – Ethernet Converter
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 RS 232 – USB Converter
 RS 232 – RS 485 Converter
 Stampanti di ricevu

Software (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions



C315.8B



C315.4B