



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,0SJ

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 kg - 5 kg), caja de plástico

OK-202-0062



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|------------|----|
| Clase OIML | F1 |
|------------|----|

Construcción

| | |
|----------|------------------|
| Material | Acero inoxidable |
|----------|------------------|

| | |
|------|----------|
| Masa | 10 000 g |
|------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| Valor nominal | 1 – 5 kg |
|---------------|----------|

| | |
|--------|---------|
| Número | 4 pieza |
|--------|---------|

Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos