



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,OSY](http://radwag.com/pl/info,w1,OSY)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 500 g

OP-203-0092



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	500 g
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety