



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,OTP](http://radwag.com/pl/info,w1,OTP)

# Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0039



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	10 000 g
Wartość nominalna	1 – 5 kg
Ilość	4 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle