



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,PDJ](http://radwag.com/pl/info,w1,PDJ)

## Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 500 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Klasa dokładności OIML | M1           |
| Masa                   | 1 111,11 g   |
| Wartość nominalna      | 1 mg - 500 g |
| Ilość                  | 24 szt       |

### Pasuje do

Pędzle