



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,PI7](http://radwag.com/de/info,w1,PI7)

# Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 5 g), Kunststoff-Etui

OK-502-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	6,11 g
Nominalwert	1 mg – 5 g
Anzahl	16 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel