



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,PI7

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 100 g), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | E1              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık                 | 6,11 g          |
| Nominal değer           | 1 mg – 5 g      |
| Quantity                | 16 adet         |

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar