



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,PKR](http://radwag.com/pl/info,w1,PKR)

# Wzorzec masy klasy F2 - dźwigar 500 g

OS-101-0015



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Klasa dokładności OIML | F2    |
| Wartość nominalna      | 500 g |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety