



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,PL4](https://radwag.com/de/info,w1,PL4)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen - 2000 kg - Holzkoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	2000 kg

## Kompatibel mit

Pinsel