



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,PL4](https://radwag.com/pl/info,w1,PL4)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 2000 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2000 kg

### Pasuje do

Pędzle