



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,POP](http://radwag.com/pl/info,w1,POP)

# RADWAG Remote Desktop



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

## Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Waga wielofunkcyjna WPY  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
 Wagosuszarka MA 5Y  
 Waga precyzyjna 5Y.PM  
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
 Wagi WLY do KTP  
 Mikrowaga XA 5Y.M.A  
 Wagi CY10 do KTP  
 Terminal wagowy PUE CY10  
 Waga wielofunkcyjna CY10  
 Waga wielofunkcyjna HY10  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
 Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
 Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
 Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
 Wagi WPY do KTP

Waga analityczna XA 5Y.A  
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
 Wagosuszarka MA 5Y.IC  
 Waga analityczna AS 5Y  
 Wagi PS 5Y do KTP  
 Wagi HY10.H do KTP  
 Waga precyzyjna CY10  
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
 Waga precyzyjna WLY  
 Mikrowaga MYA 5Y  
 Waga analityczna XA 5Y  
 Terminal wagowy PUE 7.1  
 Waga precyzyjna PS 5Y  
 Wagosuszarka PMV 5Y  
 Mikrowaga XA 5Y.M  
 Terminal wagowy PUE HY10  
 Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
 Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

