



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,PQX

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 10 kg

OP-303-0058



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	10 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle