



## Szalka wisząca samocentrująca do manualnego komparatora masy WAY 5.5Y.KO



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Szalka wisząca samocentrująca jest dedykowana do manualnych komparatorów masy serii WAY 5Y.KO.

Montaż Montuje się ją na etapie produkcji urządzenia w miejscu standardowej szalki, dlatego należy ją zamówić przy składaniu zamówienia na komparator (nie jest sprzedawana jako osobny produkt). Szalka pełni następujące funkcje: rozlokowywanie niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorca porównawczego, ustawienie środka ciężkości wzorca badanego i wzorca odniesienia zawsze w tym samym miejscu.



### Pasuje do

