



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,QLH

Pipeta automatyczna 5 μ l ÷ 50 μ l - RW8-103-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	5 μ l ÷ 50 μ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	2,0% / 0,3%
Końcówki	300 μ l



Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Końcówki do pipet