



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,QLH

Pipeta automatyczna 5 μ l ÷ 50 μ l - RW8-103-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|------------------------|
| Objętość | 5 μ l ÷ 50 μ l |
| Błąd dokładności | 2,0% / 0,6% |
| Błąd powtarzalności | 2,0% / 0,3% |
| Końcówki | 300 μ l |



Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Końcówki do pipet