



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,QMN](https://radwag.com/pl/info,w1,QMN)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 1 kg
Ilość	25 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle