



Pojemnik do próbek o dużej objętości



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Zestaw jest idealnym rozwiązaniem do suszenia próbek o dużej objętości np. tekstyliów oraz takich, które umieszczone na szalce wykazują tendencję do zwiększania objętości. Zadaniem pojemnika jest zamknięcie próbki w określonej przestrzeni, bez ograniczania możliwości sprawdzenia zawartości wilgoci.

W przypadku próbek o dużej objętości zestaw zapobiega kontaktowi próbki ze stałymi elementami komory wagosuszarki (takimi jak element grzewczy lub jego osłona) chroniąc ją przed zniszczeniem. Zamknięcie próbki o dużej objętości i małej gęstości w przestrzeni pojemnika, ogranicza również ryzyko błędów, wynikające z efektu unoszenia próbki przez ciepłe powietrze.

Dzięki akcesorium użytkownik uzyskuje pełną kontrolę nad próbką oraz wynik pozbawiony błędów, które wiążą się z tego typu próbkami.

Zestaw składa się z 2 elementów wykonanych ze stali. Zestaw pasuje do każdej wagosuszarki.

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y

Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC

