




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,Q01

Fingerprint Reader



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

ELLIPSIS serisi laboratuvar terazileri için, terazide oturum açmak üzere parmak izlerini okumak için tasarlanmış bir aksesuardır. Terazide oturum açmak için okuyucuya dokunmanız yeterlidir. Parmak izi okuyucu, ELLIPSIS terazisine bir USB portu üzerinden bağlanır.



İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P Mikro Teraziler
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
AK-5/100 STENT stentleri için otomatik ölçek
UMA 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi
MA 5Y Nem Tayin Cihazı
5Y.PM Hassas Teraziler
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler
PUE CY10 tartım terminali

UMA Otomatik Komparatör Teraziler
APP 5Y.KO Manuel kütle komparatörü
Robotik kütle komparatör
Yoğunluğu ölçmek için kütle komparatörü
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
5Y.PM.KB Manuel kütle komparatörü
HRP 5Y.KO Manuel kütle komparatörü
PS 5Y Hassas Teraziler

CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi
Manyetizmayı ölçmek için susceptometre
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
XA 5Y.A Analitik Terazi
WAY 5Y.KO Manuel kütle komparatörü
UYA 5Y Ultra mikro teraziler
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı
AS 5Y Analitik Teraziler
AK-4 Otomatik Komparatör Teraziler
AKM-2 Otomatik Komparatör Teraziler
CY10 Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

Otomatik Vakumlu Komparatör Terazileri
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatörü
HRP 5Y.KB Manuel kütle komparatörü
XA 5Y.M Mikro Teraziler
RMC F Robotik Tartım Sistemi
RB F Robotik Tartım Sistemi
UYA 5Y.KO Manuel kütle komparatörü
Filtreleri için Ultra mikro teraziler UYA 5Y.F
Nano-Komparatörü NANO.AK-4.500.5Y
XA 5Y.M.A.S Mikro Teraziler
AK-6 5Y.F Otomatik Tartım Sistemi