



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,Q04

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 100 g

OP-203-0090



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	100 g
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle