



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,QTA](http://radwag.com/pl/info,w1,QTA)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną 500 kg

OP-403-0116



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Wartość nominalna	500 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle