



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,RDD

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg – 200 g), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|--------------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 611,11 g |
| Nominalwert | 1 mg – 200 g |
| Anzahl | 23 St. |

Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel