



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,RG1](http://radwag.com/es/info,w1,RG1)

## Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de plástico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	111,11 g
Valor nominal	1 mg - 50 g
Número	20 pieza

### Trabaja con

Báscula multifuncional WPY  
 Báscula multifuncional inoxidable TMX H  
 Balanzas WLY para CCE  
 Báscula multifuncional HY10  
 Terminal de pesaje PUE 5  
 Báscula multifuncional inoxidable HY10 H

Balanzas WPY para CCE  
 Balanza HY10.H para CCE  
 Pinzas  
 Balanza de precisión WLY  
 Cepillos