



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,RG1

Cylindrique, ensembles (1 mg - 50 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg - 50 g
Nombre	20 pièces

Compatible avec

Balance multifonctionnelle WPY
Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H
Balances WLY pour CPP
Balance multifonctionnelle HY10
Terminal de pesage PUE 5
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Balances WPY pour CPP
Balances HY10.H pour CPP
Pince à épiler
Balance de précision WLY
Pinceaux