



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,RG1

Cilindrico, set (1 mg - 50 g), imballaggi in plastica



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML | F1 |
| Costruzione | |
| Materiale | Stainless steel |
| Peso | 111,11 g |
| Valore nominale | 1 mg – 50 g |
| Numero | 20 pcs |

Compatibile con

Bilancia multifunzione WPY
 Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H
 Bilance WLY per controllo CPC
 Bilancia multifunzione HY10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H

Bilance WPY per controllo CPC
 Bilance HY10.H per controllo CPC
 Pinzette
 Bilancia di precisione WLY
 Pennelli