



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,RG1

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	111,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 50 g
Ilość	20 szt

Pasuje do

Waga wielofunkcyjna WPY
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Waga wielofunkcyjna HY10
Terminal wagowy PUE 5
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wagi WPY do KTP
Wagi HY10.H do KTP
Pincety
Waga precyzyjna WLY
Pędzle