



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,RLK

AP2-1 Modulo di conversione analogica (struttura in plastica)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	220×190×90 mm
Peso netto	0,4 kg
Peso lordo	0,8 kg

Compatibile con

Bilance multifunzione WPY
Bilancia a piattaforma C315
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY
C315.D Bilance pesa neonati
Bilance di precisione WLC
Supporti di pesata C315.4P2
Bilancia a piattaforma C315.4
Bilance pesa persone C315.0
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY
Bilance pesa pallet C315.4P
Bilancia a piattaforma H315 4C

Bilance pesa persone C315.0W
Bilance di precisione WLY
Bilance di precisione WLC C/2
Terminale di pesata PUE 7.1
Bilance per uffici postali pesa pacchi
Terminale di pesata PUE C315
Bilance analitiche AS R1 PLUS
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales
Bilance a sedia C315.K Chair scales
Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B