



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,RLK

## AP2-1 Modulo di conversione analogica (struttura in plastica)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

#### Parametri fisici

Dimensioni del pacco	220×190×90 mm
Peso netto	0,4 kg
Peso lordo	0,8 kg

### Compatibile con

Bilancia multifunzione WPY  
Bilancia a piattaforma C315  
Bilance WLY per controllo CPC  
C315.D Bilance pesa neonati  
Bilancia di precisione WLC  
Supporti di pesata C315.4P2  
Bilancia a piattaforma C315.4  
Bilance pesa persone C315.O  
Bilance WPY per controllo CPC  
Bilance pesa pallet C315.4P  
Bilancia a piattaforma H315 4C

Bilance pesa persone C315.OW  
Bilancia di precisione WLY  
Bilancia di precisione WLC C/2  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Bilance per uffici postali pesa pacchi  
Terminale di pesata PUE C315  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
Bilance pesa letti C315.4B Bed scales  
Bilance a sedia C315.K Chair scales  
Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B