



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,RYP](https://radwag.com/pl/info,w1,RYP)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 1000 kg - opakowanie serwisowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 1000 kg

## Pasuje do

Pędzle