



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,S0R](https://radwag.com/de/info,w1,S0R)

# Prüfgewicht der M1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 2000 kg

OP-403-0113



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	M1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	2000 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel