



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,S0R](http://radwag.com/pl/info,w1,S0R)

## Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny z oczkiem 2000 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | M1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 2000 kg         |

### Pasuje do

Pędzle