



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,S26](https://radwag.com/de/info,w1,S26)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 5 g), Holz-Etiu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |            |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse              | F2         |
| Konstruktion             |            |
| Material                 | Edelstahl  |
| Gewicht                  | 6,11 g     |
| Nominalwert              | 1 mg – 5 g |
| Anzahl                   | 16 St.     |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself