



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,S20](http://radwag.com/pl/info,w1,S20)

# Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie plastikowe

OK-402-0067



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	1 110 g
Wartość nominalna	1 – 500 g
Ilość	12 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle