



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,S4G](http://radwag.com/es/info,w1,S4G)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 200 g), caja de madera

OK-301-0039



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	611,11 g
Valor nominal	1 mg – 200 g
Número	23 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos