



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,S4G](https://radwag.com/fr/info,w1,S4G)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 200 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	611,11 g
Valeur nominale	1 mg - 200 g
Nombre	23 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux