



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,S93

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 1 g

OP-303-0046



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 1 g |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle