



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,SCH

Kabel P0108

WX-013-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS 232: Waage - Computer. Kabellängen: 1,7 m. Kompatibel mit:

- Waagen, die über das Terminal PUE C315
- PUE C315-Terminal

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Wägemodule MU YA
Multifunktionswaage WPY
Multifunktionswaage C32
Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Babywaage C315.D
Präzisionswaage WLC

Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Automatische Massekomparator UMA
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Robotische Massekomparatoren
Dichte-Massekomparatoren
Präzisionswaage WLC C/2

Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Waagen PS X2 für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.A
Wägemodule MAS
Wägemodule MPS
Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Personenwaage C315.0
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4

Präzisionswaage PS R1
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Wägemodule MAS1
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Wägeterminal PUE C315
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Bettenwaage C315.4B
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Stuhlwaage C315.K
Auffahrbettenwaage C315.8B