



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,SH6

Cylindrique, ensembles (1 mg - 5 g), boîte en bois

OK-201-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 6,11 g

Valeur nominale 1 mg – 5 g

Nombre 16 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux