



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,SH6

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 5 g), tahta kutulu

OK-201-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6,11 g

Nominal değer 1 mg – 5 g

Quantity 16 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar