



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,SKL

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie drewniane

OK-401-0071



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|----------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 110 g |
| Wartość nominalna | 1 – 50 g |
| Ilość | 8 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle