



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,SRF](https://radwag.com/fr/info,w1,SRF)

# Cylindrique, ensemble (1 mg - 2 kg), boîte en bois

OK-101-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 2 kg
Nombre	27 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux