

## Pennello D30 x L150 mm

OA-505-0004





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Specifiche**

Parametri fisici		
Diameter	30 mm	
Lunghezza	150 mm	

## **Compatibile con (Additional Fee)**

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)	Pesi standard F1 - lamina
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile	Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 - rettangolare con impugnatura	Pesi standard F1 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set	Pesi standard M1 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici	Pesi standard M1 - rettangolare con impugnatura
Pesi standard F2 - cilindrici con occhiello	Pesi standard F1 - cilindrici con occhiello
Pesi standard F2 - cilindrici con 4 maniglie	Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 -	Pesi standard E2 - lamina
filo di acciaio inossidabile	Pesi standard F1 - lamina, set
Pesi standard F2 - trave	Pesi standard M1 - rettangolare con cavità di adiacenza
Pesi standard F1 - cilindrici con 4 maniglie	Pesi standard M1 - cilindrici con occhiello
Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile	Pesi standard F1 - rettangolare con impugnatura
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)	Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set	Pesi standard F2 - cilindrico con impugnatura
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)	Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
Pesi standard F2 - asolata	Pesi standard F2 - lamina, set

Pesi standard M1 - lamina Pesi standard E1 - cilindrici Pesi standard F2 - lamina Pesi standard M1 - cilindrici, set

Pesi standard F1 - cilindrici, set

Pesi standard F1 - cilindrico con impugnatura

Pesi standard E2 - cilindrici

Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza

Pesi standard E1 - lamina

Pesi standard M1 - con cavità di adiacenza Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg) Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F2 -

Filo di acciaio inossidabile, set

Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set

Pesi standard M1 - lamina, set