



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,TGE](http://radwag.com/es/info,w1,TGE)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 100 g), caja de madera

OK-201-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 210 g

Valor nominal 1 – 100 g

Número 9 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos