



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,TGE

Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 100 g), cassa di legno



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

| Parametri metrologici | |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML | F1 |
| Costruzione | |
| Materiale | Stainless steel |
| Peso | 210 g |
| Valore nominale | 1 g - 100 g |
| Numero | 9 pcs |

Compatibile con

Pinzette

Pennelli