



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,TGQ](https://radwag.com/ja/info,w1,TGQ)

# HRP (200, 500) マスコンパレータ用自動センタリング計量皿

WX-001-0136



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

自動センタリング型のフローティング計量皿は、HRP KOコンパレーター  
用に設計されており、標準の計量皿と交換して使用できます。  
この「フローティング」計量皿は製造工程中に取り付けられるため、HRP  
KOコンパレーターの購入時に注文する必要があります。単体での販売は行われていません。  
この計量皿は、偏置位置にある分銅の安定化と水平出しを補助  
するように設計されています。さらに、基準分銅の質量と等しい合計質量を持つ複数の分銅を、偏心した状  
態で適切に搭載することをサポートします。

## 互換性あり (Additional Fee)

HRP 5Y.KO マスコンパレータ (質量比較器)