



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,TKO

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 50 g), Holz-Etui

OK-301-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 110 g |
| Nominalwert | 1 – 50 g |
| Anzahl | 8 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel