



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,TKO](http://radwag.com/pl/info,w1,TKO)

# Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie drewniane

OK-301-0027



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle