



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,TPQ

## Silindirik ağırlık seti (1 kg - 5 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler |                 |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı             | E2              |
| Konstrüksiyon           |                 |
| Malzeme                 | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık                 | 10 000 g        |
| Nominal değer           | 1 – 5 kg        |
| Quantity                | 4 adet          |